



Kurzfristig lieferbar -  
ab 5.000 Stück mit  
individuellem Logo.

**FFP2 NR  
CE 2834**

**Modell: PPERP X2**  
**Partikelfiltrierende Halbmaske – Artikelnummer 2608**

- Maske und Produktionsmaschine entwickelt und hergestellt in Deutschland.
- Die PPERP X2 weist eine Filterleistung von mindestens 98%<sup>1</sup> auf (FFP2 Vorgabewert mindestens 94%).
- Zugelassen<sup>2</sup> als persönliche Schutzausrüstung (PSA) nach den Regelungen der Verordnung (EU) 2016/425 und erfüllt die Anforderungen der EN149:2001+A1:2009 an FFP2 Masken, u.a.:



Prüfung	Sollwert FFP2 nach EN149:2001+A1:2009	Prüfergebnis PPERP X2 gemäß EU-Baumusterprüfung <sup>2</sup>
<b>Filterleistung</b>		
Durchlass des Prüfaerosols (Prüfung mit 95l/min)		
Natriumchlorid	max. 6%	0,18% bis 0,82%
Paraffinöl	max. 6%	0,23% bis 1,89%
<b>Atemwiderstand</b>		
Einatmung		
30l/min	≤ 0,7 mbar	0,21 mbar bis 0,24 mbar
95l/min	≤ 2,4 mbar	0,83 mbar bis 0,95 mbar
Ausatmung		
160l/min	≤ 3,0 mbar	1,50 mbar bis 1,79 mbar



- Hoher Komfort auch bei längerer Tragedauer<sup>3</sup>:
  - Gute Passform (auch für Brillenträger) durch dreiteiligen Aufbau und individuell einstellbaren, festen Nasendraht.
  - Geringer Atemwiderstand durch Verwendung ausgewählter Materialien.
  - Elastische Kopfbänder (keine schmerzenden Ohren, gut geeignet für Hörgeräteträger).



<sup>1</sup> Werte gemäß EU-Baumusterprüfung  
<sup>2</sup> CE-Zertifikate und EU-Baumusterprüfung abrufbar unter: [www.pperp.de/downloads](http://www.pperp.de/downloads)  
<sup>3</sup> im Rahmen der maximal zulässigen Tragezeiten, nationale gesetzliche Bestimmungen sind stets einzuhalten.

